





**BOLETIN DE SEGURIDAD** N° 2 2023











## Identificación inequívoca de muestras:

 Debemos conocer en todo momento la identidad de todos los pacientes atendidos en nuestro hospital e identificar, correctamente y de forma inequívoca, todas las muestras extraídas con la finalidad de evitar los errores y eventos adversos relacionados con dicha identificación.





¡La seguridad lo primero, el año entero!

## Nuestros incidentes más frecuentes (jy un pequeño consejo!)

- Confusión en las muestras de transporte de cultivos bacterianos y víricos.
- Cultivos bacterianos: Junto al código de barras pone AMIES VISCOSA que es medio de cultivo bacteriano (MARCA DELTALAB). Revísalo antes de enviarlo.



 Cultivos víricos: Junto al código de barras pone VIRUS FLOCK que es medio de cultivo para virus (MARCA SWAB). Revísalo antes de enviarlo.



¡La seguridad lo primero, el año entero!